

LOLIUM

CLAVE DE LAS ESPECIES

1. Espigas cilíndricas a subcilíndricas, con las espiguillas incrustadas en el raquis
L. rigidum
- 1'. Espigas comprimidas lateralmente, con las espiguillas dispuestas de manera divergente en el raquis
2
- 2(1'). Gluma superior generalmente más larga, igual o raramente hasta $\frac{3}{4}$ del tamaño de la espiguilla
3
- 2'. Gluma superior de $\frac{1}{3}$ a $\frac{3}{4}$ del tamaño de la espiguilla
4
- 3(2). Espiguilla de 12 a 25 mm de largo; lemma de los antecios inferiores de 6-8 mm de largo
L. temulentum
- 3'. Espiguillas de 7 a 11 mm de largo; lemma de los antecios inferiores de 3,5-5,5 mm de largo
L. remotum
- 4(2'). Plantas perennes; láminas de prefoliación plana o conduplicada; espiguillas 4-10 floras; gluma superior de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ del tamaño de la espiguilla
L. perenne
- 4'. Plantas anuales o bienales; láminas de prefoliación convoluta; espiguillas 11-22 floras; gluma superior de $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$ del tamaño de la espiguilla
L. multiflorum